

Ceglu™ coating solution

カタログ番号：ASLQ010001 500 mL x 1 本 / 箱

Ceglu™は均質性と保存安定性に優れた、動物由来原料を含まない化学合成足場材料です。Ceglu™ coating solutionはプレートやフラスコ、不織布等の様々な培養基材の表面に均一な培養表面を提供し、幹細胞の最適な培養をサポートします。

保存方法

- 保存条件：1-30 °C
- 使用期限：製品ラベルに記載

注意事項

- SDS参照

火気厳禁。本製品には危険物が含まれています。
適切な使用環境での保護具の使用等、十分取り扱いには注意してください。
使用前に必ず安全データシート（SDS）をご参照ください。



- 単回使用
本製品は単回使用として設計されています。繰り返しの使用は禁止です。
- 使用用途
本製品は研究用ですので、治療・診断目的には使用しないで下さい。また本製品を当社からの許可なしに第三者への販売や商業目的に使用することを禁じます。

製品特徴

- 安全性
Ceglu™は完全化学合成であるため、動物由来原料を一切含みません。
また、疎水性ポリマーであるため、培養中の溶出リスクを低減します。
本製品はノンパイロジェニック仕様です。
- 安定性
室温での長期保存が可能です。
- 培養品質
本製品を塗工した表面で幹細胞の接着・増殖と未分化性の維持が可能です。

使用方法

- 弊社技術サービス（support_life@sekisui.com）までご連絡ください。



Ceglu™およびその他の製品については、
弊社ウェブサイトをご覧ください。

SEKISUI

積水化学工業株式会社

〒105-8566 東京都港区虎ノ門 2-10-4
お問い合わせ：support_life@sekisui.com