

# Ceglu™ multiwell plate, 96well

カタログ番号：ASPL0960001 10 枚 / 箱

Ceglu™は均質性と保存安定性に優れた、動物由来原料を含まない化学合成足場材料です。Ceglu™ multiwell plateはポリスチレン製プレートにCeglu™をプレコートした透明な幹細胞培養用プレートで、開封後すぐにご使用いただけます。

## 保存方法

- 保存条件：1-30 °C
- 使用期限：製品ラベルに記載

## 注意事項

- 単回使用  
本製品は単回使用を前提として設計されています。繰り返しの使用は禁止です。
- 使用用途  
本製品は研究用ですので、治療・診断目的には使用しないで下さい。また本製品を当社からの許可なしに第三者への販売や商業目的に使用することを禁じます。
- 滅菌による変色  
滅菌工程の影響により、製品が黄みを帯びる場合がありますが、培養性能に影響はありません。
- 取扱い上の注意  
製品の培養表面を傷つけたり、長期間日光やUVライトにさらしたりしないようご注意ください。

## 製品特徴

- 安全性  
Ceglu™は完全化学合成であるため、動物由来原料を一切含みません。  
また、疎水性ポリマーであるため、培養中の溶出リスクを低減します。  
本製品はγ線照射済で、ノンパイロジェニック仕様です。
- 安定性  
室温での長期保管が可能です。
- 培養品質  
本製品は幹細胞の接着・増殖と未分化性の維持が可能です。

## 使用方法

- Ceglu™での幹細胞培養に最適な培養プロトコルを弊社ウェブサイトで公開しています。



Ceglu™およびその他の製品については、  
弊社ウェブサイトをご覧ください。

**SEKISUI**

積水化学工業株式会社

〒105-8566 東京都港区虎ノ門 2-10-4  
お問い合わせ：support\_life@sekisui.com